

**Désignation :** alèse absorbante Clinidry 2  
avec ou sans rabats de bordage



**Descriptif :**

Alèse absorbante qui maintient au sec. Dissipe et absorbe les liquides dans sa structure 4 couches complexée composée de fibres hydrophobes. Imperméable grâce à son film polyuréthane.

Ne laisse pas passer les liquides.

Se pose sur le drap, évite de laver toute la literie.

Existe avec des rabats de bordage (100% coton) pour une meilleure fixation au matelas.

**Composition :**

95 %Fibres et feutres polyester

5% Polyuréthane

Lavable à 90°C

